

Ponceau-S Staining Solution

Protein-transferred membrane staining for western

取扱説明書

Beacle, Inc.
KYOTO JAPAN

--- 目次 ---

| | |
|-------------------|---|
| (1) はじめに | 2 |
| (2) 製品内容 | 2 |
| (3) 保存 | 2 |
| (4) 使用方法 | 2 |
| (5) お問い合わせ先 | 2 |

ご注意

1. 本試薬は研究用試薬です。診断・臨床用試薬としては使用しないでください。

(1) はじめに

ポンソーSは、ウェスタンブロット時に、膜へ転写したタンパク質の確認に広く利用されます。ポンソーSは、速やかに転写タンパク質を染めることが出来る、速やかにタンパク質から離脱させ、脱色することが出来る、抗体との反応を妨げないなど、種々のメリットがあります。本製品は、ポンソーSを ready-to-use に調製したものです。

特長

1. 簡単な使用方法 (本品をそのまま使用可能)
2. 転写膜を本溶液に数分浸すだけで染色可能
3. 染色は可逆的なため、直ぐに脱色可能。
4. 脱色後は抗体反応に影響しない
5. 安価

(2) 製品内容

本製品には以下の種類があります。本マニュアルは以下の製品に適用されます。

| 商品番号 | 商品名 | 内容量 |
|------------|-----------|-------|
| BCL-PSS-01 | ポンソーS 染色液 | 500mL |

(3) 保存

室温で保存して下さい。

(4) 使用方法

1. メンブレンの取り出し
タンパク質を転写したメンブレンをプロットング装置から取り出す。
2. 染色
プロットング後のメンブレンをタッパーに入れ、メンブレンが十分浸るようにポンソーS 染色液を注ぎ、軽く振蕩しながら2分～5分間染色する。
3. バックグラウンドの脱色
タッパーの染色液を捨て、メンブレンが十分浸るように1%酢酸溶液を注ぎ、バックグラウンドが十分低下し、タンパク質の染色が明瞭になるまで軽く振蕩します。2分程度が目安ですが、目視で確認しながら、行って下さい。
(写真撮影を行う場合には、ここでメンブレンを取り出し、濡らした濾紙などの上で行います。メンブレンは乾燥しないように注意します。)
4. 全体脱色
タッパーの蒸留水を捨て、メンブレンが十分浸るように0.1M NaOH 溶液(NaOH 4g を蒸留水で1Lにメスアップ)を注ぎます。目視で確認しながら、タンパク質が脱色されるまで軽く振蕩します。目安は10秒～20秒です。
5. 洗浄
タッパーの0.1M NaOH 溶液を捨て、蒸留水で2分間振とうします。以降は、ウェスタンブロットのステップ(ブロッキング)に進みます

(5) お問い合わせ先

株式会社ビークル【製造発売元】

〒607-8465 京都市山科区上花山坂尻 25-10

TEL: 075-582-8505 FAX: 075-582-6055

E-mail: technical-support@beacle.com

Website: www.beacle.com